







	MD6026 	NE1001 	NE1005 	NE2012 
Tecnologia Technology	ultrasuoni ultrasonic	ultrasuoni ultrasonic	membrana oscillante mesh	pistone piston
Tipo di farmaco Pharmaceutical type	non utilizzare medicinali oleosi do not use oily medicines	non utilizzare medicinali oleosi do not use oily medicines	tutti i medicinali per aerosolterapia all aerosol therapy medicines	tutti i medicinali per aerosolterapia all aerosol therapy medicines
Portatile Portable			●	
Dimensione media particelle Particle size (MMAD)	3,4 µm	< 5 µm	4,8 µm	2,61 µm
Portata di nebulizzazione Nebulization rate	circa/about 0,4 ml/min.	circa/about 0,4 ml/min	circa/about 0,25 ml/min	circa/about 0,35 ml/min.
Capacità ampolla Nebuliser capacity	max 8 ml/8 cc	max 8 ml/8 cc	max 10 ml/10 cc	min.2 ml/ max 12 ml
Rumorosità Noise	45 dB	45 dB	38 dB	58 dB(A)
Alimentazione Power supply	alimentatore adaptor	alimentatore adaptor	2 x 1.5V alkaline AA (included)	a rete mains powered
Accessori Accessories	<ul style="list-style-type: none"> • maschera adulti • mascherina pediatrica • boccaglio • raccordo per maschere • tubo aria • 40 ampolle monouso • alimentatore • adult mask • pediatric mask • mouthpiece • masks connectors • air tube • 40 disposal medicines cup • adaptor 	<ul style="list-style-type: none"> • maschera adulti • mascherina pediatrica • boccaglio • raccordo per maschere • tubo aria • 30 ampolle monouso • alimentatore • adult mask • pediatric mask • mouthpiece • masks connectors • air tube • 30 disposal medicines cup • adaptor 	<ul style="list-style-type: none"> • maschera adulti • mascherina pediatrica • boccaglio • raccordo per maschere • 2 batterie • custodia • adult mask • pediatric mask • mouthpiece • masks connectors • 2 batteries • storage bag 	<ul style="list-style-type: none"> • maschera adulti • mascherina pediatrica • forcilla nasale • ampolla • tubo aria • boccaglio • 2 filtri • adult mask • pediatric mask • nose piece • medicine cup • air tube • mouth piece 2 filters
Dimensioni Size	15 x 11.6 x 9.7 cm	14 x 12.4 x 16.5 cm	12.7 x 5.3 x 6.1 cm	25.3 x 16.4 x 12.5 cm
Peso Weight	700 g	630 g	220 g	1400 g

	NE2003 	NE3001 	NE2013 	NE2010 	NE3003 	NE3002 
Tecnologia Technology	pistone piston	mini pistone mini piston	pistone piston	pistone piston	micro-compressore microcompressor	micro-compressore microcompressor
Tipo di farmaco Pharmaceutical type	tutti i medicinali per aerosolterapia all aerosol therapy medicines	tutti i medicinali per aerosolterapia all aerosol therapy medicines	tutti i medicinali per aerosolterapia all aerosol therapy medicines	tutti i medicinali per aerosolterapia all aerosol therapy medicines	tutti i medicinali per aerosolterapia all aerosol therapy medicines	tutti i medicinali per aerosolterapia all aerosol therapy medicines
Portatile Portable						●
Dimensione media particelle Particle size (MMAD)	2,61 µm	2,97 µm	2,61 µm	2,61 µm	< 5 µm	3,9 µm
Portata di nebulizzazione Nebulization rate	circa/about 0,35 ml/min.	circa/about 0,35 ml/min.	circa/about 0,35 ml/min.	circa/about 0,35 ml/min.	circa/about 0,2 ml/min.	circa/about 0,3 ml/min.
Capacità ampolla Nebuliser capacity	min.2 ml/ max 12 ml	min.2 ml/ max 12 ml	min. 2 ml/ max 12 ml	min. 2 ml/ max 12 ml	min. 2 ml/ max 8 ml	min. 2 ml/ max 10 ml
Rumorosità Noise	58 dB(A)	51 dB(A)	61.5 dB(A)	58 dB(A)	56 dB(A) +/- 10 dB	58 dB(A)
Alimentazione Power supply	a rete mains powered	alimentatore adaptor	a rete mains powered	a rete mains powered	alimentatore adaptor	cavo USB o 4 batterie alcaline 1.5V AA (non include) USB cable or 4 x 1.5V alkaline batteries AA (not included)
Accessori Accessories	<ul style="list-style-type: none"> • maschera adulti • mascherina pediatrica • forcilla nasale • ampolla • tubo aria • boccaglio • 2 filtri • adult mask • pediatric mask • nose piece • medicine cup • air tube • mouth piece • 2 filters 	<ul style="list-style-type: none"> • maschera adulti • mascherina pediatrica • forcilla nasale • ampolla • tubo aria • boccaglio • 2 filtri • alimentatore • adult mask • pediatric mask • nose piece • medicine cup • air tube • mouth piece • adaptor 	<ul style="list-style-type: none"> • maschera adulti • mascherina pediatrica • forcilla nasale • ampolla • tubo aria • boccaglio • 2 filtri • adult mask • pediatric mask • nose piece • medicine cup • air tube • mouth piece • 2 filters 	<ul style="list-style-type: none"> • maschera adulti • mascherina pediatrica • forcilla nasale • ampolla • tubo aria • boccaglio • 3 filtri • 2 filtri • adult mask • pediatric mask • nose piece • medicine cup • air tube • mouth piece • 2 filters 	<ul style="list-style-type: none"> • maschera adulti • mascherina pediatrica • ampolla • tubo aria • boccaglio • 3 filtri • alimentatore • adult mask • pediatric mask • nose piece • medicine cup • air tube • mouth piece • 3 filters • adaptor 	<ul style="list-style-type: none"> • maschera adulti • mascherina pediatrica • ampolla • tubo aria • boccaglio • 5 filtri • cavo USB • adult mask • pediatric mask • medicine cup • air tube • mouth piece • 5 filters, • USB cable
Dimensioni Size	20 x 16 x 11.8 cm	13.8 x 13.1 x 6.1 cm	20 x 17.5 x 9 cm	21.1 x 15.5 x 12.5 cm	14.5 x 7.8 x 7 cm	11.5 x 7.7 x 4.2 cm
Peso Weight	1200 g	690 g	1214 g	1240 g	510 g	310 g